



N 1800

ELECTROPORACIÓN DE ALTA POTENCIA + MICRODERMOABRASIÓN.

ÚNICO CON ONDAS EXPONENCIALES Y ONDAS DECAMÉTRICAS



2 AÑOS DE
GARANTÍA
+CAPACITACIÓN

EL EQUIPO MÁS MODERNO DEL MERCADO

En una búsqueda constante de satisfacer las necesidades más exigentes de nuestros clientes, Noto desarrolló el N 1800 que combina los excelentes resultados producidos por la microdermoabrasión con la electroporación.

Un equipo totalmente novedoso, no solo por su diseño y su pantalla touch screen si no también por la incorporación del sistema "ID" (impedance detector) un desarrollo exclusivo de Noto.

LA COMBINACIÓN PERFECTA

La combinación de microdermoabrasión y electroporación es perfecta por la exfoliación previa a la aplicación de electroporación y su recomendación para eliminar la capa de piel muerta y así favorecer la mejor penetración de los productos alcanzando los resultados esperados en menor tiempo.

LO MÁS AVANZADO EN MICRODERMOABRASIÓN

Este equipo viene provisto de un lápiz ergonómico para microdermoabrasión construido con un cabezal a 45° que le permitirá al profesional trabajar de forma más segura y precisa.

El equipo N 1800 viene con 5 puntas de microdermoabrasión y con la posibilidad de uso de las exclusivas puntas descartables NEW-PEEL.

SISTEMA "ID" (IMPEDANCE DETECTOR)

Es un sistema inteligente desarrollado por NOTO® que le indica al profesional mediante una señal luminosa que el circuito electrodo-paciente se ha cerrado correctamente y que el equipo está emitiendo la corriente programada en forma correcta. Esto le permite al profesional tener la certeza que el tratamiento se está realizando en forma segura.

PUNTAS DESCARTABLES NEW-PEEL

Otra innovación EXCLUSIVA de Noto son sus puntas de abrasión descartables NEW-PEEL®. Estas exclusivas puntas pensadas para la bioseguridad de los tratamientos con cada paciente, sin riesgos de transmisión de bacterias, hongos, microorganismos o contaminación cruzada.

Para más información sobre NEW-PEEL® ingrese en la sección de accesorios en nuestra web.

NOTO^F
TECNOLOGÍA PARA CONFIAR

